



Braçadeiras reutilizáveis para medição da pressão arterial FlexiPort™ da Welch Allyn

A única braçadeira concebida tendo em atenção as prioridades correctas
– o profissional de saúde e os pacientes.

Braçadeiras reutilizáveis FlexiPort™

Uniformização genuína imediata.

De longa duração, fáceis de utilizar, a preço acessível, as braçadeiras da Welch Allyn constituem a melhor escolha para os hospitais e clínicas em todo o mundo, cientes da necessidade de controlo de infecções. Porquê? Porque só a Welch Allyn, com o seu conector inovador FlexiPort, pode oferecer praticamente todos os tipos, tamanhos e configurações de braçadeiras com a possibilidade de simplificar o inventário como nenhum outro fornecedor de braçadeiras, fazendo com que cada braçadeira seja uma braçadeira de um ou dois tubos.

- A conexão e desconexão fáceis, apenas com uma mão, dos tubos de FlexiPort fazem com que a mudança de braçadeiras seja mais rápida e fácil
- Testada para resistir aos ambientes clínicos exigentes
- 3 anos de garantia
- Satisfaz todas as directrizes clínicas mais recentes para uma adaptação correcta de acordo com AAMI e AHA.
- A uniformização pode reduzir o número de referências em cerca de 60%



A tecnologia patenteada FlexiPort permite que uma braçadeira funcione em praticamente todas as áreas de cuidados de pacientes.




Sem bainhas cosidas para rasgar ou esfiapar.

O revestimento antibacteriano ajuda a prevenir o crescimento de fungos e bactérias.



O que é FlexiPort?

FlexiPort é um sistema único de conexão entre equipamentos e braçadeiras que possibilita que qualquer braçadeira possa ser usada tanto com um ou dois tubos.



Um conector rotativo diminui as forças exercidas nos tubos e conector da braçadeira, melhorando o conforto do paciente e a durabilidade da braçadeira



Os tamanhos principais são codificados por cores para facilitar a selecção do tamanho correcto de braçadeira.

O material sem látex minimiza o risco de reacções alérgicas

Os bordos com dobras diminuem o risco de cortes e de arranhões, maximizando o conforto do doente.

A braçadeira correcta. Os tubos adequados. Sem perda de tempo.


A conexão FlexiPort sem igual permite, pela primeira vez, a uniformização genuína de braçadeiras em todos os seus serviços. Com FlexiPort, encontrar a braçadeira correcta e o acessório adequado tornou-se mais fácil do que nunca, eliminando as dificuldades e frustrações relacionadas com a configuração de tubos e conectores.





Velcro® de alta qualidade

Número da referência impresso na braçadeira



Simplifique o inventário reduzindo o número de referências

Assim que estes acessórios são ligados aos seus equipamentos de pressão arterial, pode comprar braçadeiras sem tubos e conectores – reduzindo o número de referências em cerca de 60%.

		Opção 1	Opção 2							
		Coloque as conexões acima directamente nos tubos do equipamento existente	Compre braçadeiras FlexiPort com tubos e conexões que se adaptem aos seus equipamentos de pressão arterial sem ter de fazer alterações.							
		Não são necessários tubos nem conectores	Um tubo				Dois tubos			
Tamanho (cada)	Rango	FlexiPort	Rosca	Tri-Purpose	Locking	Bayonet	Rosca	Locking	Tri-Purpose & Empty tube	Sistema de insuflação
Recém-nascido (6)	7-10 cm	REUSE-06	REUSE-06-1SC	REUSE-06-1TPE	REUSE-06-1MQ	REUSE-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Bebé (7)	9-13 cm	REUSE-07	REUSE-07-1SC	REUSE-07-1TPE	REUSE-07-1MQ	REUSE-07-1HP	REUSE-07-2SC	REUSE-07-2MQ	REUSE-07-2TPE	REUSE-07-2BV
Criança pequena (8)	12-16 cm	REUSE-08	REUSE-08-1SC	REUSE-08-1TPE	REUSE-08-1MQ	REUSE-08-1HP	REUSE-08-2SC	REUSE-08-2MQ	REUSE-08-2TPE	REUSE-08-2BV
Criança (9)	15-21 cm	REUSE-09	REUSE-09-1SC	REUSE-09-1TPE	REUSE-09-1MQ	REUSE-09-1HP	REUSE-09-2SC	REUSE-09-2MQ	REUSE-09-2TPE	REUSE-09-2BV
Adulto pequeno (10)	20-26 cm	REUSE-10	REUSE-10-1SC	REUSE-10-1TPE	REUSE-10-1MQ	REUSE-10-1HP	REUSE-10-2SC	REUSE-10-2MQ	REUSE-10-2TPE	REUSE-10-2BV
Adulto (11)	25-34 cm	REUSE-11	REUSE-11-1SC	REUSE-11-1TPE	REUSE-11-1MQ	REUSE-11-1HP	REUSE-11-2SC	REUSE-11-2MQ	REUSE-11-2TPE	REUSE-11-2BV
Adulto longo (11L)	25-34 cm	REUSE-11L	REUSE-11L-1SC	REUSE-11L-1TPE	REUSE-11L-1MQ	REUSE-11L-1HP	REUSE-11L-2SC	REUSE-11L-2MQ	REUSE-11L-2TPE	REUSE-11L-2BV
Adulto grande (12)	32-43 cm	REUSE-12	REUSE-12-1SC	REUSE-12-1TPE	REUSE-12-1MQ	REUSE-12-1HP	REUSE-12-2SC	REUSE-12-2MQ	REUSE-12-2TPE	REUSE-12-2BV
Adulto grande e longo (12L)	32-43 cm	REUSE-12L	REUSE-12L-1SC	REUSE-12L-1TPE	REUSE-12L-1MQ	REUSE-12L-1HP	REUSE-12L-2SC	REUSE-12L-2MQ	REUSE-12L-2TPE	REUSE-12L-2BV
Coxa (13)	40-55 cm	REUSE-13	REUSE-13-1SC	REUSE-13-1TPE	REUSE-13-1MQ	REUSE-13-1HP	REUSE-13-2SC	REUSE-13-2MQ	REUSE-13-2TPE	REUSE-13-2BV

* Para uma conexão locking macho e fêmea mude "MQ" a "MF" nos números de referência .

Para mais informações, contacte o seu representante local da Welch Allyn ou visite o site www.welchallyn.com.

Welch Allyn Customer Services
 Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Republic of Ireland
 Tel: +353 46 90 67790
 Fax: +353 46 90 67754

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™