

CATÁLOGO DE PRODUTOS CUIDADOS AMBULATORIAIS



Obtenha tudo o que você precisa para o atendimento de seus pacientes em um só lugar, com a Welch Allyn®.

Uma gama completa de soluções projetadas que te ajudam a:

- Aumentar os resultados financeiros;
- Melhorar a segurança do paciente;
- Melhorar a produtividade e a satisfação da equipe;
- Reduzir situações de riscos.

A Welch Allyn tem sido pioneira no desenvolvimento e entrega de equipamentos de diagnóstico desde sua fundação em 1915. De otoscópios a oftalmoscópios, do cuidado com a visualização até a iluminação para exames e todas categorias intermediárias, os equipamentos de diagnóstico Welch Allyn aplicam as tecnologias mais avançadas para fornecer as ferramentas que você precisa para realizar avaliações rápidas e diagnósticos precisos das enfermidades mais frequentes.





Sumário

OTOSCÓPIOS

Otoscópio MacroView™ Digital	4 - 7
Otoscópio MacroView™ de 3.5V	4
Otoscópio Diagnóstico de 3.5V	5
Otoscópio Pneumático de 3.5V	6
Otoscópio Cirúrgico de 3.5V	6
Otoscópio Pocket® LED	7
Otoscópio Pocket® Plus LED	7

OFTALMOSCÓPIOS

Oftalmoscópio PanOptic™ de 3.5V	8 - 9
Oftalmoscópio Standard de 3.5V	8
Oftalmoscópio Coaxial de 3.5V	8
Oftalmoscópio Pocket® LED	9
Oftalmoscópio Pocket® Plus LED	9

RETINOSCÓPIOS

Retinoscópio de Fenda de 3.5V	10
-------------------------------	----

CABOS DE ALIMENTAÇÃO

Cabo Recarregável 3.5V de Lítio	10
Cabo Recarregável 3.5V NiCad	10

CARREGADORES

Carregador de Mesa Universal	11
------------------------------	----

KIT POCKET LED E POCKET PLUS LED

Kit de Diagnóstico Pocket® LED	11
Kit de Diagnóstico Pocket® Plus LED	11

CONJUNTOS DE DIAGNÓSTICO

Conjuntos de Diagnóstico de 3.5V Pré- Configurados	12
Conjuntos de Diagnóstico de 3.5V Pré- Configurados para Estudantes	12
Conjuntos de Optometria de 3.5V Pré- Configurados	12

ILUMINADORES

Transiluminador Finnoff de 3.5V	13 - 14
Iluminador Nasal de 3.5V	13
	14

Espéculo Nasal Bivalvular de 3.5V	14
Iluminador de Laringe/Nasofaringe de 3.5V	14

ILUMINAÇÃO

Luminaria de Exame Green Series™ Exam Light IV	15
Luminaria de Exame Médico Green Series® 300	15

FOTÓFOROS

Fotóforo de Procedimentos	16
Fotóforo Clínico	16

LANTERNAS

Lanterna Clínica PenLite	16
--------------------------	----

ESFIGMOMANÔMETROS

Esfigmomanômetros Aneróides DuraShock	17
---------------------------------------	----

ESTETOSCÓPIOS

Estetoscópio Harvey™ DLX	18 - 20
Estetoscópio Harvey™ Elite	18
Estetoscópio Profissional	19
Estetoscópio LightWeight	20
	20

SISTEMAS DE PAREDE INTEGRADOS

Sistema de Parede Integrado Green Series™ 777	21
---	----

ANERÓIDES

Aneróides de Parede ou Rodízio 767	21
------------------------------------	----

LÂMPADAS E BATERIAS

Lâmpadas LED SureColor Welch Allyn®	22
Lâmpadas Halógenas Welch Allyn®	22
Baterias Welch Allyn®	22

POLÍTICAS DE GARANTIA

Política de Garantia Welch Allyn®	23
Política da Welch Allyn® sobre o uso de Lâmpadas	23

Otoscópio MacroView™ Digital

Veja, compartilhe e armazene. Obtenha imagens nítidas e vivas do canal auditivo e da membrana timpânica. O Otoscópio MacroView Digital é uma ferramenta valiosa já que, apoia o tratamento e gestão dos seus pacientes. Não precisa de compra adicional de software, pois o Otoscópio MacroView Digital é fácil de aprender e usar.

- > Campo visual 2 X maior para visualização total da membrana timpânica sem precisar de movimentos.
- > 30% de magnificação para visão e diagnóstico com mais detalhes e clareza.
- > Foco ajustável de 5 a 25 mm possibilitando ajuste para diferentes comprimentos de canal auditivo.
- > Sistema ejetor de espéculos, mais higiênico.
- > Permite armazenar imagens digitais no registro do paciente.
- > Excelente ferramenta de treinamentos educacionais.
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5 V ou transformador de parede.

23920	Otoscópio MacroView Digital Com Iluminador de Garganta e com kit de espéculos - Somente cabeça
23804	Pêra de insuflação para MacroView
24400-U	Kit de 4 espéculos reutilizáveis, tam. 2.5, 3, 4, 5 mm
24302-U	Espéculo reutilizável, 2.5 mm
24303-U	Espéculo reutilizável, 3.0 mm
24304-U	Espéculo reutilizável, 4.0 mm
24305-U	Espéculo reutilizável, 5.0 mm
24323	Espéculo reutilizável SofSpec, 3.0 mm
24325	Espéculo reutilizável SofSpec, 5.0 mm
24327	Espéculo reutilizável SofSpec, 7.0 mm
24420	Kit de 3 espéculos reutilizáveis SofSpec, tam. 3, 5 & 7 mm
24320	Ponta de vedação SofSeal descartável, pequena (Caixa c/80 - Pacote c/6 caixas)
24330	Ponta de vedação SofSeal descartável, médio (Caixa c/80 - Pacote c/6 caixas)
52432-U	Espéculo auricular descartável KleenSpec 2.75 mm (Pct c/850 - 10 pacotes/caixa)
52434-U	Espéculo auricular descartável KleenSpec 4.25 mm (Pct c/850 - 10 pacotes/caixa)
23900-10	Cabo USB para uso com MacroView Digital (3 metros)
06500-U	Lâmpada halógena 3.5V
06500-LED	Kit lâmpada LED upgrade p/MacroView 3.5V



Registro Anvisa: 80011680054



23920
(Computador e Cabo
não incluídos)

Otoscópio MacroView™ de 3.5V


Proporciona quase o dobro do campo de visão e uma ampliação maior comparado com otoscópios convencionais, tornando mais fácil a visualização do canal auditivo e da membrana timpânica.

- > Campo visual 2 X maior para visualização total da membrana timpânica sem necessidade de movimentos.
- > 30% de magnificação para visão e diagnóstico com mais detalhes e clareza.
- > Foco ajustável de 5 a 25 mm possibilitando ajuste para diferentes comprimentos de canal auditivo.
- > Sistema ejetor de espéculos, mais higiênico.
- > Iluminação halógena HPX de 3,5V, 30% mais brilhante, mais branca comparado com otoscópio padrão. Mantém o brilho e a intensidade ao longo da vida útil da lâmpada.
- > Fibra óptica para transmissão da luz fria permitindo um campo de trabalho sem reflexos e sem sombras.
- > Sistema vedado para otoscopia pneumática.
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5 V ou transformador de parede.



23820

23810	Otoscópio MacroView com kit de espéculos - Somente cabeça
23820	Otoscópio Macroview Com Iluminador de Garganta e com kit de espéculos - Somente cabeça
24400-	Kit de 4 espéculos reutilizáveis, tam. 2.5, 3, 4, 5 mm
24302-U	Espéculo auricular reutilizável, 2.5 mm
24303-U	Espéculo auricular reutilizável, 3.0 mm
24304-U	Espéculo auricular reutilizável, 4.0 mm
24305-U	Espéculo auricular reutilizável, 5.0 mm
24323	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 3 mm
24325	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 5 mm
24327	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 7 mm
24420	Kit de 3 espéculos reutilizáveis SofSpec, tam. 3, 5 & 7 mm
24320	Ponta de vedação SofSeal descartável, pequena (Caixa c/80 - Pacote c/6 caixas)
24330	Ponta de vedação SofSeal descartável, médio (Caixa c/80 - Pacote c/6 caixas)
52432-U	Espéculo auricular descartável KleenSpec 2.75 mm (Pct c/850 - 10 pacotes/caixa)
52434-U	Espéculo auricular descartável KleenSpec 4.25 mm (Pct c/850 - 10 pacotes/caixa)
06500-U	Lâmpada halógena 3.5V
06500-LED	Kit lâmpada LED upgrade p/ MacroView 3.5V
23804	Pêra de insuflação para MacroView
23857	Iluminador de garganta para MacroView



Campo de Visão do Canal Auditivo 2X maior vs. Otoscópio Convencional



Otoscópio Convencional

Registro Anvisa: 80011680025

Linha Completa de Otoscópios

Temos uma linha completa de otoscópios de diagnóstico, cirúrgico e pneumáticos com opções padrão de configuração. Todos os instrumentos podem ser adquiridos individualmente. Compatível com os cabos de 3.5V e com transformador de parede.



KleenSpec Descartável



Espéculo Reutilizável



Espéculo Reutilizável SofSpec

Otoscópio Diagnóstico de 3.5V

O Otoscópio Diagnóstico oferece uma iluminação 30% mais branca e brilhante, para proporcionar uma melhor visão.

- > Iluminação halógena HPX de 3,5V, 30% mais brilhante, mais branca comparada com otoscópio padrão. Mantém o brilho e a intensidade ao longo da vida útil da lâmpada.
- > Fibra óptica para transmissão de luz fria permitindo um campo de trabalho sem reflexos e sombras.
- > Dois equipamentos em um: Otoscópio + iluminador de garganta.
- > Lente de visão ampla que permite o uso de instrumentos sob magnificação e sistema vedado para otoscopia pneumática.
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5 V ou transformador de parede.

20000	Otoscópio Diagnóstico 3.5V com Iluminador de Garganta - Somente cabeça
20000-L	Otoscópio de 3.5V com lâmpada LED e iluminador de garganta
25020	Otoscópio Diagnóstico 3.5V sem Iluminador de Garganta - Somente cabeça
25020-L	Otoscópio de 3.5V com lâmpada LED
24400-U	Kit de 4 espéculos reutilizáveis, tam. 2.5, 3, 4, 5 mm
24302-U	Espéculo auricular reutilizável, 2.5 mm
24303-U	Espéculo auricular reutilizável, 3.0 mm
24304-U	Espéculo auricular reutilizável, 4.0 mm
24305-U	Espéculo auricular reutilizável, 5.0 mm
24323	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 3 mm
24325	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 5 mm
24327	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 7 mm
24420	Kit de 3 espéculos reutilizáveis SofSpec, tam. 3, 5 & 7 mm
24320	Ponta de vedação SofSeal descartável, pequena (Caixa c/80 - pacote c/6 caixas)
24330	Ponta de vedação SofSeal descartável, médio (Caixa c/80 - pacote c/6 caixas)
52432-U	Espéculo auricular descartável Kleenspec 2.75 mm (Pct c/850 - 10 pacotes/caixa)
52434-U	Espéculo auricular descartável Kleenspec 4.25 mm (Pct c/850 - 10 pacotes/caixa)
23557	Iluminador de garganta
21504	Pêra de insuflação com ponta
03100-U	Lâmpada halógena 3.5V
03100-LED	Kit lâmpada LED upgrade 3.5V



20000



21504

Registro Anvisa: 80011680022

Otoscópio Pneumático de 3.5V

O Otoscópio Diagnóstico oferece uma iluminação 30% mais branca e brilhante, para proporcionar uma melhor visão.

- > Iluminação halógena HPX de 3,5V, 30% mais brilhante, mais branca comparada com o otoscópio padrão. Mantém o brilho e a intensidade ao longo da vida útil da lâmpada.
- > Lente giratória com sistema de ultra vedação apropriada para otoscopia pneumática.
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5 V ou transformador de parede.

22000	Otoscópio Pneumático de 3.5V
21501	Pêra de Insuflação
22002	Espéculo auricular reutilizável, 2 mm
22003	Espéculo auricular reutilizável, 3 mm
22004	Espéculo auricular reutilizável, 4 mm
22005	Espéculo auricular reutilizável, 5 mm
22009	Espéculo auricular reutilizável, 9 mm
22100	Kit de 5 espéculos reutilizáveis, tam. 2, 3, 4, 5 & 9 mm
22023	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 3 mm
22025	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 5 mm,
22027	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 7 mm
52133	Espéculo descartável, 3 mm - Pct c/500 - Cx c/10 pacotes
52134	Espéculo descartável, 4 mm - Pct c/500 - Cx c/10 pacotes
52135	Espéculo descartável, 5 mm - Pct c/500 - Cx c/10 pacotes
03100-U	Lâmpada halógena 3.5V
03100-LED	Kit lâmpada LED upgrade 3.5V



22100



22000

Registro Anvisa: 80011680066

Otoscópio Cirúrgico de 3.5V

Sistema aberto com lente giratória e espéculo para procedimentos, além de saída de luz brilhante.

- > Iluminação halógena HPX de 3,5V, 30% mais brilhante, mais branca comparado com otoscópio padrão. Mantém o brilho e a intensidade ao longo da vida útil da lâmpada.
- > Fibra óptica para transmissão da luz fria permitindo um campo de trabalho sem reflexo e sem sombra.
- > Sistema aberto para maior comodidade durante os procedimentos.
- > Lentes e espéculos giratórios para maior comodidade.
- > Ideal para retirada de cerúmen e corpos estranhos.
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5 V ou transformador de parede.

21700	Otoscópio cirúrgico 3.5V com espéculos
22002	Espéculo auricular reutilizável 2 mm
22003	Espéculo auricular reutilizável 3 mm
22004	Espéculo auricular reutilizável 4 mm
22005	Espéculo auricular reutilizável 5 mm
22009	Espéculo auricular reutilizável 9 mm
22100	Kit de 5 espéculos reutilizáveis, TAM. 2, 3, 4, 5 & 9 mm
22023	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 3 mm
22025	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 5 mm
22027	Espéculo auricular reutilizável, SofSpec, 7 mm
52133	Espéculo descartável, 3 mm - Pct c/500 - Cx c/10 pacotes
52134	Espéculo descartável, 4 mm - Pct c/500 - Cx c/10 pacotes
52135	Espéculo descartável, 5 mm - Pct c/500 - Cx c/10 pacotes
03100-U	Lâmpada halógena 3.5V
03100-LED	Kit lâmpada LED upgrade 3.5V



Registro Anvisa: 80011680066

Otoscópio Pocket® LED

Pequeno, conveniente e fácil de usar com luz LED.

- > Otoscópio Pocket LED.
- > Com iluminação LED, com tecnologia SureColor.
- > Cabo de Metal com grampo e utilização pilhas tipo AA (Não incluídas).
- > Com porta de insuflação para otoscopia pneumática.
- > Utilização 2 pilhas tipo AA (Não incluídas).

22870-BLK	Otoscópio Pocket com lâmpada LED/ Ônix (Não acompanha pilhas e estojo)
22870-WHT	Otoscópio Pocket com lâmpada LED/ Neve (Não acompanha pilhas e estojo)
22870-BLU	Otoscópio Pocket com lâmpada LED/ Azul (Não acompanha pilhas e estojo)
22870-PUR	Otoscópio Pocket com lâmpada LED/ Violeta (Não acompanha pilhas e estojo)
21504	Pêra de insuflação com ponta
05928-U	Estojo macio

Registro Anvisa: 80011680050

Otoscópio Pocket® Plus LED

Toda a precisão do diagnóstico Welch Allyn no seu bolso.

- > Otoscópio Pocket Plus LED.
- > Com iluminação LED, com tecnologia SureColor.
- > Cabo de Metal com grampo e utilização pilhas tipo AA (Não incluídas).
- > Com porta de insuflação para otoscopia pneumática.

22880-BLK	Otoscópio Pocket Plus com lâmpada LED/ Onix, acompanha estojo (Pilhas não incluídas)
22880-WHT	Otoscópio Pocket Plus com lâmpada LED/ Neve, acompanha estojo (Pilhas não incluídas)
22880-PUR	Otoscópio Pocket Plus com lâmpada LED/ Violeta, acompanha estojo (Pilhas não incluídas)
22880-BLU	Otoscópio Pocket Plus com lâmpada LED/ Azul, acompanha estojo (Pilhas não incluídas)
21504	Pêra de insuflação com ponta
05928-U	Estojo macio

Registro Anvisa: 80011680050

Oftalmoscópio PanOptic™ de 3.5V

O revolucionário PanOptic fornece entrada fácil na pupila, juntamente com um amplo campo de visão facilitando a observação de sinais de hipertensão, retinopatia diabética e papiledema. O novo Welch Allyn iExaminer transforma o Oftalmoscópio PanOptic num dispositivo de imagem digital móvel, o qual permite visualizar e tirar fotos do fundo de olho.

- > Óptica Ponto Axial Patentada.
- > Fácil acesso a pupilas não dilatadas. O sistema de iluminação converge a luz pontualmente na córnea permitindo fácil entrada em pupilas pequenas e não dilatadas.
- > Campo de visão 5X maior comparado com o oftalmoscópio convencional.
- > Campo de visão de 25° vs campo de visão de 5° do oftalmoscópio convencional.
- > Iluminação halógena HPX de 3,5V de longa duração para iluminação brilhante.
- > Lente de magnificação para exame da córnea.
- > Maior distância de trabalho melhorando o conforto, tanto para o profissional quanto para o paciente.
- > Dioptrias +20 a -20.
- > Captura rápida de imagens de fundo de olho através do iPhone 4 ou 4s para fácil documentação do fundo de olho.
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5V ou transformador de parede.

11810	Oftalmoscópio PanOptic 3.5V
11820	Oftalmoscópio PanOptic 3.5V c/filtro cobalto + lente corneal
11870	Protetor ocular de borracha para PanOptic, (Caixa c/5)
11840	iExaminer adaptador para PanOptic & iPhone 4/4s
11840-A6	iExaminer adaptador para PanOptic & iPhone 6/6s
11840-A6P	iExaminer adaptador para PanOptic & iPhone 6 Plus/6s Plus
11875	Lente de visualização da córnea para PanOptic 11820
03800-U	Lâmpada halógena 3.5V
03800-LED	Kit lâmpada LED upgrade p/PanOptic 3.5V
03800-LED10	Kit lâmpada LED upgrade p/PanOptic 3.5V (Caixa c/10)
05258-M	Estojo rígido para kit Diagnóstico c/PanOptic


Registro Anvisa: 80011689007



11820



Campo de Visão



Oftalmoscópio Standard de 3.5V

Utilização luz halógena para visualização da cor verdadeira do tecido. Versátil e confiável a um preço acessível.

- > 6 aberturas para uso geral: Micro ponto, pequena e grande, fixação, fenda e livre de vermelho.
- > 28 lentes com uma gama de dioptria de -25 a +40.
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5V ou transformador de parede.

11710	Oftalmoscópio Standard 3.5V
03000-U	Lâmpada halógena 3.5V

Registro Anvisa: 80011689006



11710

Oftalmoscópio Coaxial de 3.5V

O Sistema de Visualização Coaxial Patenteado da Welch Allyn, facilita a oftalmoscopia, permitindo uma entrada mais fácil no olho, um maior campo de visão e brilho reduzido em comparação com o oftalmoscópio Standard. Disponível com lâmpada LED SureColor ou lâmpada halógena HPX.

- > Iluminação halógena HPX de 3,5V de longa duração para iluminação brilhante.
- > 6 aberturas para uso geral: Microponto, pequena e grande, fixação, fenda e filtros azul cobalto e livre de vermelho.
- > 28 lentes com uma gama de dioptria de -25 a +40 (11720).
- > 68 lentes com uma gama de dioptria de -30 a + 38 (11730 & 11735).
- > Filtro polarizador para eliminação de reflexo (11720 & 11730).
- > Filtro anti opacidade para olhos com catarata (11735).
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5V ou transformador de parede.

11720	Oftalmoscópio Coaxial 3.5V, 28 lentes
11720-L	Oftalmoscópio de 3.5V com lâmpada LED
11730	Oftalmoscópio Coaxial 3.5V, 68 lentes
11735	Oftalmoscópio Coaxial 3.5V, 68 lentes e com filtro de opacidade
04900-U	Lâmpada halógena 3.5V
04900-LED	Kit lâmpada LED upgrade p/coaxial 3.5V

Registro Anvisa: 80011689006



11720

Oftalmoscópio Pocket® LED

Pequeno, conveniente e fácil de usar com, lâmpadas LED SureColor

- > Oftalmoscópio Pocket LED, com iluminação LED, com tecnologia SureColor.
- > Cabo de Metal com grampo e utilização de pilhas tipo AA (Não incluídas).
- > 19 lentes para ajustes de dioptrias (-20 a + 20).
- > 7 combinações de aberturas/filtros: 5 aberturas: micro ponto, pequeno, grande, fenda, fixação e 2 filtros: livre de vermelho, azul cobalto.
- > Utilização pilhas tipo AA (Não incluídas).

12870-BLK	Oftalmoscópio Pocket com lâmpada LED/ Ônix (Não acompanha pilhas e estojo)
12870-WHT	Oftalmoscópio Pocket com lâmpada LED/ Neve (Não acompanha pilhas e estojo)
12870-PUR	Oftalmoscópio Pocket com lâmpada LED/ Violeta (Não acompanha pilhas e estojo)
12870-BLU	Oftalmoscópio Pocket com lâmpada LED/ Azul (Não acompanha pilhas e estojo)
05928-U	Estojo macio

Registro Anvisa: 80011689005



Oftalmoscópio Pocket® Plus LED

Toda a precisão do diagnóstico Welch Allyn no seu bolso.

- > Oftalmoscópio Pocket Plus LED, com iluminação LED, com tecnologia SureColor.
- > 19 lentes para ajustes de dioptrias (-20 a + 20).
- > 8 combinações de aberturas/filtros: 5 aberturas: microponto, pequeno, grande, fenda, fixação e 3 filtros: livre de vermelho, azul cobalto, densidade neutra.
- > Cabo de Metal com grampo e utilização pilhas tipo AA (Não Incluídas).
- > Utilização pilhas tipo AA (Não incluídas).

12880-BLK	Oftalmoscópio Pocket Plus com lâmpada LED/ Onix, acompanha estojo (Pilhas não incluídas)
12880-WHT	Oftalmoscópio Pocket Plus com lâmpada LED/ Neve, acompanha estojo (Pilhas não incluídas)
12880-PUR	Oftalmoscópio Pocket Plus com lâmpada LED/ Violeta, acompanha estojo (Pilhas não incluídas)
12880-BLU	Oftalmoscópio Pocket Plus com lâmpada LED/ Azul, acompanha estojo (Pilhas não incluídas)
05928-U	Estojo macio

Registro Anvisa: 80011689005

Retinoscópios e Cabos de Alimentação

Retinoscópio de Fenda de 3.5V

Torna as refrações mais fáceis do que nunca através da fenda mais brilhante e precisa.

- > Fornece 2.8 X mais brilho do que o retinoscópio convencional.
- > Fácil operação com uma mão só, para focalização e rotação de 360° da fenda.
- > Filtro polarizador linear cruzado que elimina reflexos das lentes de triagem para facilitar o exame.
- > Pode ser convertido de retinoscópio de fenda para retinoscópio de ponto pela simples troca da lâmpada.
- > Iluminação halógena HPX de 3,5V, 30% mais brilhante. Mantém o brilho e a intensidade por toda vida útil.
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5V e transformador de parede.

18245	Retinoscópio de Fenda de 3.5V (Somente cabeça)
18250	Kit de cartão de fixação para retinoscopia dinâmica
08200-U	Lâmpada halógena de 3.5V para retinoscópio de fenda
08300-U	Lâmpada halógena de 3.5V para retinoscópio de ponto

Registro Anvisa: 80011680070



Cabo Recarregável 3.5V de Lítio

Bateria que dura 2 X mais, com a metade do peso e que se ajusta confortavelmente à mão.

- > Compatível com todas as cabeças de instrumentos de 3.5V da Welch Allyn.
- > Bateria com tecnologia Íon Lítio que não tem efeito memória.
- > Duração Média da bateria: 120 minutos de operação.
- > Reostato para controle da intensidade da iluminação.
- > Indicador luminoso de bateria com carga baixa.
- > Carregador AC removível do cabo.

71900	Cabo Recarregável 3.5V de Lítio, com Carregador de Tomada - 110V
71902	Cabo Recarregável 3.5V de Lítio, com Carregador de Tomada - 220V
71910	Cabo Recarregável 3.5V de Lítio, sem carregador
71950	Módulo Carregador AC, 110V
71960	Bateria de lítio de reposição

Registro Anvisa: 80011680070



Cabo Recarregável 3.5V NiCad

A escolha de fonte de alimentação recarregável conveniente que se encaixa em todas as cabeças de 3,5 V da Welch Allyn.

- > Compatível com todas as cabeças de instrumentos de 3.5V da Welch Allyn.
- > Cabo com bateria recarregável de NiCad que pode ser recarregado diretamente na tomada e convertível para uso alternativo com pilhas médias comuns tipo C (71000-C).
- > Reostato para controle da intensidade da iluminação.
- > Duração Média da bateria: 60 minutos.

71000-A	Cabo Recarregável, 3.5V, NiCad, 110V
71020-B	Cabo de pilhas tipo C (Compatível com bateria NiCad)
71000-C	Cabo Recarregável, 3.5V, NiCad, convertível às Pilhas tipo C, 110V
71062-C	Cabo Recarregável, 3.5V, NiCad, convertível às Pilhas tipo C, 220V
71670	Cabo Recarregável de 3.5V, para carregador de mesa universal
72300	Bateria Recarregável NiCad, 3.5V para modelos 71000-A, 71000-C, 71062-C
72200	Bateria Recarregável, NiCad, 3.5V, para modelo 71670
710168-501	Anel conversor de bateria do cabo 71000-C

Registro Anvisa: 80011680071

Carregadores e Kit Pockets LED e Pockets Plus LED

Carregador de Mesa Universal

Unidade compacta e portátil que oferece recarga rápida e conveniente de cabos de NiCad ou Lítio.

- > LEDs coloridos indicam que a unidade está carregando.
- > Compacto para comodidade.
- > Compatível com cabos de NiCad e Lítio de 3.5V.

71142	Carregador de mesa universal para 2 cabos, 110V/220V
71630	Carregador de mesa com 2 cabos de NiCad
71640	Carregador de mesa com 2 cabos de Lítio

Registro Anvisa: 80011680032



71142
(Cabos e cabeças não incluídos)

Conjunto de Diagnóstico Pocket® LED

Pequeno, conveniente e fácil de usar com luz LED.

- > Otoscópio Pocket LED.
- > Com iluminação LED, com tecnologia SureColor.
- > Oftalmoscópio Pocket LED, com iluminação LED, com tecnologia SureColor.
- > 19 lentes para ajustes de dioptrias (-20 a + 20).
- > 7 combinações de aberturas/filtros: 5 aberturas: microponto, pequeno, grande, fenda, fixação e 2 filtros: livre de vermelho, azul cobalto.
- > Cabo de Metal com grampo e utilização pilhas tipo AA (Não incluídas).
- > Utilização pilhas tipo AA (Não incluídas).

92871-BLK	Conjunto de Diagnóstico Pocket LED/ Ônix (Pilhas não incluídas)
92871-BLU	Conjunto de Diagnóstico Pocket LED/ Azul (Pilhas não incluídas)
92871-PUR	Conjunto de Diagnóstico Pocket LED/ Violeta (Pilhas não incluídas)
92871-WHT	Conjunto de Diagnóstico Pocket LED/ Neve (Pilhas não incluídas)
05928-U	Estojo macio

Registro Anvisa: 80011680087



92871-BLU

Conjunto de Diagnóstico Pocket® Plus LED

Toda a precisão do diagnóstico Welch Allyn no seu bolso.

- > Otoscópio Pocket Plus LED.
- > Com iluminação LED, com tecnologia SureColor.
- > Com porta de insuflação para otoscopia pneumática.
- > Oftalmoscópio Pocket LED, com iluminação LED, com tecnologia SureColor.
- > 19 lentes para ajustes de dioptrias (-20 a + 20).
- > 8 combinações de aberturas/filtros: 5 aberturas: microponto, pequeno, grande, fenda, fixação e 3 filtros: livre de vermelho, azul cobalto, densidade neutra.
- > Cabo de Metal com grampo e utilização pilhas tipo AA (Não Incluídas).
- > Utilização pilhas tipo AA (Não incluídas).

92880-BLK	Conjunto de Diagnóstico Pocket Plus LED / Ônix (Pilhas não incluídas)
92880-BLU	Conjunto de Diagnóstico Pocket Plus LED/ Azul (Pilhas não incluídas)
92880-PUR	Conjunto de Diagnóstico Pocket Plus LED/ Violeta (Pilhas não incluídas)
92880-WHT	Conjunto de Diagnóstico Pocket Plus LED/ Neve (Pilhas não incluídas)
106081	Kit de Acessorios Completo Pocket Plus LED

Registro Anvisa: 80011680087



92880-BLU

Conjuntos de Diagnóstico

Conjuntos de Diagnóstico de 3.5V Pré Configurados

Pré configurados e convenientes com tudo o que você precisa

- > Várias opções de cabeça para nossos oftalmoscópios e otoscópios.
- > Cabos completos com carregadores.
- > Estojos Welch Allyn que protegem seu equipamento.



Kits Diagnóstico de 3.5V Pré Configurados						
Código	Oftalmoscópio	Otoscópio	Cabo	Estojo	Acessório	Registro No.
97100	Standard 11710	Diagnóstico c/ Ilumin. Garganta - 20000	NiCad 71000-A	Rígido, 05259-M	Kit de 4 Espéculos - 24400-U	80011680081
97101	Standard 11710	Diagnóstico c/ Ilumin. Garganta - 20000	NiCad 71000-A	Soft, 05215-M	Kit de 4 Espéculos - 24400-U	80011680081
97200	Coaxial 11720	Diagnóstico c/ Ilumin. Garganta - 20000	NiCad 71000-A	Rígido, 05259-M	Kit de 4 Espéculos - 24400-U	80011680081
97200-MC	Coaxial 11720	MacroView c/ Ilumin. Garganta - 23820	NiCad 71000-C	Rígido, 05259-M	Kit de 4 Espéculos - 24400-U	80011680081
97200-MS	Coaxial 11720	MacroView c/ Ilumin. Garganta - 23820	Lítio 71900	Rígido, 05259-M	Kit de 4 Espéculos - 24400-U	80011680081
97201	Coaxial 11720	Diagnóstico c/ Ilumin. Garganta - 20000	NiCad 71000-A	Soft, 05215-M	Kit de 4 Espéculos - 24400-U	80011680081
97210-MC	Coaxial 11720	MacroView c/ Ilumin. Garganta - 23820	NiCad 71000-C	Rígido, 05259-M	Iluminador Nasal 26535/Kit de 4 Espéculos - 24400-U	80011680081
97210-MS	Coaxial 11720	MacroView™ c/ Ilumin. Garganta - 23820	Lítio 71900	Rígido, 05259-M	Iluminador Nasal 26535/Kit de 4 Espéculos - 24400-U	80011680081

Conjuntos de Diagnóstico de 3.5V Pré Configurados para Estudantes

Pré configurados e convenientes com tudo o que você precisa

- > Várias opções de cabeça para nossos oftalmoscópios e otoscópios.
- > Cabos completos com carregadores.
- > Estojos Welch Allyn que protegem seu equipamento.



Conjuntos de Diagnóstico de 3.5V Pré Configurados para Estudantes						
Código	Oftalmoscópio	Otoscópio	Cabo	Estojo	Acessório	Registro No.
97810-MC	PanOptic 11820	MacroView c/ Ilumin. Garganta - 23820	NiCad 71000-C	Rígido, 05859-M	Iluminador Nasal 26535/Kit de 4 Espéculos - 24400-U	80011680082
97810-MS	PanOptic 11820	MacroView c/ Ilumin. Garganta - 23820	Lítio 71900	Rígido, 05859-M	Iluminador Nasal 26535/Kit de 4 Espéculos - 24400-U	80011680082
97800-MC	PanOptic 11810	MacroView c/ Ilumin. Garganta - 23820	NiCad 71000-C	Rígido, 05859-M		80011680082
97800-MS	PanOptic 11810	MacroView c/ Ilumin. Garganta - 23820	Lítio 71900	Rígido, 05859-M		80011680082

OBS: Consulte o Representante Welch Allyn para saber mais sobre Projeto Medical School para Estudantes de Medicina

Conjuntos de Optometria de 3.5V Pré- Configurados

Pré- configurados e convenientes com tudo o que você precisa

- > Várias opções de cabeça para nossos oftalmoscópios.
- > Todos com retinoscópio de Fenda Elite.
- > Cabos completos com carregadores.
- > Estojos Welch Allyn que protegem seu equipamento.

Kits Estudantes de 3.5V Pré Configurados					
Código	Oftalmoscópio	Retinoscópio	Cabo		Registro No.
18335-SM	Prestige Coaxial 11735	Elite 18245	Lítio 71900	Rígido, 05859-M	80011680076
18330-SM	Coaxial 11730	Elite 18245	Lítio 71900	Rígido, 05859-M	80011680076





Transiluminador Finnoff de 3.5V

Uma luz através de fibra óptica de exame geral para análise dos reflexos da pupila. Projetado para eliminar o desconforto do paciente na transiluminação dos seios frontal e maxilar da face.

- > Iluminação halógena HPX de 3,5V, 30% mais brilhante, mais branca. Mantém o brilho e a intensidade ao longo da vida útil.
- > Transmissão de luz por fibra óptica emite uma luz distal fria.
- > Esterilizável por vapor, água, gás ou soluções.
- > Filtro azul cobalto (Opcional).
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5V ou transformador de parede.

41100	Transiluminador Finnoff de 3.5V
43300	Transiluminador de 3.5V com ponta curva
41102	Filtro de cobalto azul para transiluminadores de 3.5V
03100-U	Lâmpada halógena 3.5V
03100-LED	Kit lâmpada LED upgrade de. 3.5V

Registro Anvisa: 80011680072

Iluminador Nasal de 3.5V

Iluminação halógena HPX® e ponta reutilizável para realização de exames nasais com facilidade.

- > Iluminação halógena HPX de 3,5V, 30% mais brilhante e mais branca. Mantém o brilho e a intensidade ao longo da vida útil.
- > Transmissão de luz por fibra óptica emite uma luz distal fria.
- > Cabeça desmontável para utilização como iluminador de garganta.
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5V ou transformador de parede.

26535	Iluminador nasal de 3.5V
26538	Iluminador nasal de 3.5V
22009	Espéculo reutilizável, 9mm
03100-U	Lâmpada halógena 3.5V
03100-LED	Kit lâmpada LED upgrade de 3.5V

Registro Anvisa: 80011680071



26535

Espéculo Nasal Bivalvular de 3.5V

Iluminação halógena HPX através de fibra óptica e espéculo ajustável que facilitam a remoção de corpo estranho.

- > Iluminação halógena HPX de 3,5V, 30% mais brilhante e mais branca. Mantém o brilho e a intensidade ao longo da vida útil.
- > Transmissão de luz por fibra óptica que emite uma luz distal fria.
- > Espéculo ajustável facilita a remoção de corpo estranho.
- > Esterilizável por vapor, água, gás ou soluções.
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5 V ou transformador de parede.

26035	Espéculo Nasal Bivalvular de 3.5V (somente espéculo, sem iluminador)
26038	Espéculo Nasal Bivalvular de 3.5V com Iluminador
23857	Iluminador de garganta de 3.5V
03100-U	Lâmpada halógena 3.5V
03100-LED	Kit lâmpada LED upgrade de 3.5V

Registro Anvisa: 80011680071



26035

Iluminador de Laringe/Nasofaringe de 3.5V

Iluminação halógena HPX e transmissão da luz por fibra óptica para facilitar os exames.

- > Transmissão de luz por fibra óptica que emite uma luz distal fria.
- > Espelho giratório com abertura.
- > Esterilizável por vapor, água, gás ou soluções.
- > Compatível com os cabos Welch Allyn de 3,5 V ou transformador de parede.

27000	Iluminador de Laringe de 3.5V, completo
27050	Iluminador de Nasofaringe de 3.5V, completo
03100-U	Lâmpada halógena 3.5V
03100-LED	Kit lâmpada LED upgrade de 3.5V

Registro Anvisa: 80011680071



27000

Luminarias de Exame Médico Green Series (GS)

Com lâmpadas LED brancas e brilhantes, as luminarias de exame médico Green Series da Welch Allyn proporcionam uma iluminação superior para ajudar a melhorar o exame de pacientes e reduzir o impacto no ambiente. As luminarias de exame médico Green Series incluem lâmpadas LED que não precisam de reposição, proporcionam iluminação mais branca e brilhante e usam menos energia do que lâmpadas halógenas. Agora você pode ver a cor real de tecidos enquanto reduz os custos atuais com equipamentos próprios.



Controle de infecções

Reduza o risco de contaminação cruzada



Mais ecológicas

Reduza o consumo de energia



Luz mais branca, mais brilhante

LED vs. Halógena

Luminaria para Exame GS IV

Perfeito para o consultório de Obstetrícia e Ginecologia ou especialidades que exigem focalização da luz em áreas específicas, a GS Exam Light IV oferece desempenho de iluminação superior. Além disso, possui um tubo com comprimento ideal e altamente flexível. E com uma cabeça compacta e discreta, garante precisão na identificação da cor real durante o exame. Ao utilizar LED Branco, a GS Exam Light IV proporciona uma luz mais branca e mais brilhante comparada com a halógena, além de consumir menos energia.

- > No. LEDs: 1 LED Branco.
- > Temperatura de Cor: 5.500K.
- > Intensidade da luz à 40 cm: 20.000 Lux.
- > Diâmetro do campo à 40 cm: 10-25 cm.
- > Vida útil: 50.000 horas.
- > Alimentação: 100-240V.
- > Controle das funções: Sem toque (Liga / Desliga) - Touchless.
- > Opções de montagem: Carrinho, suporte de parede ou mesa de exame.

48810	Luminaria de exame médico GS Exam Light IV c/suporte de mesa ou parede
48950	Suporte móvel para GS IV
48955	Suporte para fixação: GS IV / GS 300 / GS 600 para mesa e parede
PWCD-Z	Cabo de alimentação padrão brasileiro

Registro Anvisa: 80011680089



48810/48950

Luminaria de Exame Médico GS 300

Utilizando um único LED, a Luminaria de Exame GS300 oferece uma luz mais branca e brilhante do que as lâmpadas halógenas, além de consumir menos energia.

- > No. LEDs: 1 LED Branco.
- > Temperatura de cor: 5.500 K.
- > Intensidade da luz (30.5cm/50 cm): 20.000 Lux
- > Diâmetro do campo: 16 cm a 30 cm (12 pol.) / 15 cm a 50 cm (20 pol.).
- > Vida útil: 50.000 horas.
- > Alimentação: 100-240V.
- > Controle das funções: Sem toque (Liga / Desliga) - Touchless.
- > Opções de montagem: Carrinho, suporte de parede ou mesa de exame.

44400	GS 300 luminaria de exame médico com carrinho
44410	GS 300 luminaria de exame médico com suporte de mesa e parede
48955	Suporte para fixação: GS IV / GS 300 / GS 600 para mesa e parede
48960	Suporte móvel alto (92cm) para luminarias Green Series
44215	Extensor de Montagem de Parede (30cm)
PWCD-Z	Cabo de alimentação padrão brasileiro

Registro Anvisa: 80011680089



44400

Fotóforo de Procedimentos

Os fotóforos Green Series indicados para rotina de pequenos procedimentos proporcionam iluminação brilhante, branca e sem sombras para realçar a cor verdadeira dos tecidos. Fornece iluminação precisa onde é necessário e ajuda a melhorar o conforto tanto para o médico, quanto para o paciente.

- > Iluminação fria.
- > Iluminação coaxial livre de sombras, definida e homogênea.
- > Luz dirigida ao ponto onde a cabeça aponta.
- > Lâmpadas de Estado Sólido (LED).
- > Aproximadamente 10.000 horas de vida útil.
- > Acende instantaneamente.
- > Temperatura de cor de 5500 K (Luz mais branca e mais brilhante para visualização das cores reais).
- > Alimentação direta ou por bateria.
- > 50 lumens.
- > Distância de trabalho de 40 cm.
- > Diâmetro do foco 4 a 16 cm.

49022	Fotóforo de procedimentos com fonte de alimentação direta
49099	Maleta de transporte para fotóforo 49022
75260	Fonte de alimentação portátil com carregador para fotóforo 49022
49000	Fotóforo 49022 (Sem fonte de alimentação)
72250	Bateria recarregável para 75260
74180	Cabo carregador da fonte portátil do fotóforo 49022 - Versão iec
75270	Fonte de alimentação direta para fotóforo 49022
75200	Fonte de alimentação portátil sem carregador p/ fotóforo 49022

Registro Anvisa: 80011689012



49000

Fotóforo Clínico

Os fotóforos Green Series proporcionam iluminação brilhante, branca e sem sombras para realçar a cor verdadeira dos tecidos. Fornece iluminação precisa onde é necessário e ajuda a melhorar conforto tanto para o médico quanto para o paciente.

- > Iluminação fria.
- > Iluminação coaxial livre de sombras, definida e homogênea.
- > Luz dirigida ao ponto onde a cabeça aponta.
- > Lâmpadas de Estado Sólido (LED).
- > Aproximadamente 10.000 horas de vida útil.
- > Acende instantaneamente.
- > Temperatura de cor de 5500 K (Luz mais branca e mais brilhante para visualização das cores reais).
- > Alimentação direta ou por bateria.
- > 20 lumens.
- > Distância de trabalho de 40 cm.
- > Diâmetro do foco 4 a 16 cm.

46072	Fotóforo clínico com fonte de alimentação direta
49642	Faixa da cabeça atalhada para 46072 - Cx c/10 unidades
72270	Bateria recarregável

Registro Anvisa: 80011689012



46072

Esfigmomanômetros Aneróides DuraShock™

O design sem engrenagens do DuraShock é muito mais duradouro e resistente do que os aneróides tradicionais com engrenagens, além de ser resistente a impactos.

- > Atende às normas da AAMI de resistência a impactos.
- > Pode cair de uma altura de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração.
- > Garantia de calibração por 5 anos.
- > Manômetro gira 360° para fácil visualização.
- > Leve e livre de látex para maior comodidade.
- > Único manguito para braço direito e esquerdo para posicionamento preciso.
- > Design ergonômico que permite trabalhar com a mão direita ou esquerda.
- > Cores opcionais para anel amortecedor de impacto azul, roxo, vermelho e verde.



DS44-V

DS44-11BR	Esfigmomanômetro aneróide durashock, braçadeira flexiport adulto c/logo inmetro
DS44-11CBT	Esfigmomanômetro aneróide DuraShock, com braçadeira de 2 peças, Adulto, com Inmetro
REUSE-06BR	Braçadeira para pa reusável flexiport, infantil pequena (6)
REUSE-07BR	Braçadeira para pa reusável flexiport, infantil (7)
REUSE-08BR	Braçadeira para pa reusável flexiport, criança pequena (8)
REUSE-09BR	Braçadeira para pa reusável flexiport, criança (9)
REUSE-10BR	Braçadeira para pa reusável flexiport, adulto pequeno (10)
REUSE-11BR	Braçadeira para pa reusável flexiport, adulto (11)
REUSE-11LBR	Braçadeira para pressão arterial reusavel flexiport - adulto longo (11L)
REUSE-12BR	Braçadeira para pa reusável flexiport, adulto grande (12)
REUSE-12LBR	Braçadeira para pa reusável flexiport, adulto grande longo (12L)
REUSE-13BR	Braçadeira para pa reusável flexiport, coxa (13)
5085-09	Estojo de vinil para DuraShock®
5087-16	Válvula de Ar Standard
5082-200	Conector Tri-Purpose
5082-257	Adaptador do Manômetro do DS44
5086-01	Pêra de insuflação Premium, grande, preto
5086-03H	Pêra de insuflação, grande, caixa com 6
5087-01	Válvula de ar, Premium
5087-16	Válvula de ar, Standard
5088-01	Válvula de ar e pera de insuflação
5082-25T	Braçadeira, adulto, 2 peças, 2 tubos, com Inmetro
DS44-V	Kit de anéis de amortecimento, pacote com 4 cores (Azul, verde, roxa e rosa).

Registro Anvisa: 80011689013





5079-325



5079-321

Estetoscópio Harvey™ DLX

O Estetoscópio Cardiológico Harvey DLX, de cabeça dupla ou tripla, está projetado para acentuar sons importantes permitindo a ausculta do coração, pulmão e sons vasculares sem depender de técnicas difíceis de pressão variável. Fornece um som claro e nítido ajudando a melhorar a capacidade da ausculta.

- > Estetoscópio cardiológico confeccionado em bronze para melhor reprodução dos sons cardíacos.
- > Otimizado para ausculta de frequências altas e críticas como murmúrios cardíacos e sons de ejeção (Diafragma liso = Altas frequências; Diafragma corrugado = Baixas e intermediárias frequências).
- > Reprodução dos sons cardíacos e pulmonares com qualidade excepcional.
- > Fácil detecção de pequenos murmúrios.
- > Clara transmissão desde o primeiro ao segundo som cardíaco.
- > Binauriculares giratórios para maior conforto e maior hermeticidade acústica.
- > Oliva de diversos tamanhos e diferentes texturas (Rígida, semi rígida e macia) para conforto e maior hermeticidade acústica.
- > Disponível na configuração de três cabeças com diafragma liso, corrugado e campana.
- > Disponível na configuração de duas cabeças com diafragma liso e campana. Vem com diafragma corrugado adicional para detecção dos sons de baixas e intermediárias frequências.
- > Campana e diafragma adulto e pediátrico intercambiáveis.
- > Isento de látex.

5079-325	Estetoscópio, Harvey DLX, 2 cabeças, 71 cm, preto
5079-321	Estetoscópio, Harvey DLX, 3 cabeças, 71 cm, preto
5079-322	Estetoscópio, Harvey DLX, 3 cabeças, 71 cm, vinho
5079-323	Estetoscópio, Harvey DLX, 3 cabeças, 71 cm, marinho
5079-324	Estetoscópio, Harvey DLX, 3 cabeças, 71 cm, verde
5079-326	Estetoscópio, Harvey DLX, 2 cabeças, 71 cm, vinho
5079-327	Estetoscópio, Harvey DLX, 2 cabeças, 71 cm, marinho
5079-328	Estetoscópio, Harvey DLX, 2 cabeças, 71 cm, verde
5079-315	Kit acessórios para Harvey DLX (1 Diafragma completo pediátrico, 1 disco diafragma liso, 1 disco diafragma corrugado, 1 par Oliva macia, 1 par Oliva grandes)
5079-336	Oliva macia, grande, preto, para Harvey DLX
5079-337	Oliva macia, grande, marinho, para Harvey DLX
5079-338	Oliva macia, grande, vinho, para Harvey DLX
5079-339	Oliva macia, grande, verde, para Harvey DLX
5079-233	Oliva macia, grande, para Harvey DLX
5079-314	Oliva macia, pequenas para Harvey DLX
5079-113	Oliva rígidas, extra grande
5079-108	Placa de identificação
5079-104	Diafragma liso preto para Harvey DLX
5079-05	Diafragma corrugado para Harvey DLX
5079-316	Peça pectoral completa, pediátrico, para Harvey DLX
5079-318	Campana completa adulto, para Harvey DLX
5079-319	Diafragma completo, adulto, corrugado, para Harvey DLX

Registro Anvisa: 80011680048

Estetoscópio Harvey™ Elite®

O Harvey Elite oferece um design moderno e confortável com capacidade superior e auscultação, na qual, os cardiologistas confiam. Equipado com duplo tubo livre de látex e dois canais para sons ininterruptos. Robusto e ao mesmo tempo com o peso ideal elaborado em aço inoxidável. Além disso, o diafragma Elite está projetado para acentuar sons importantes, permitindo a ausculta cardíaca, pulmonar e vascular.

- > Estetoscópio com desempenho acústico superior na faixa mais importante de 200 a 500 Hz.
- > Peça pectoral e binauriculares confeccionados em aço inoxidável para maior durabilidade e leveza.
- > Tubo de PVC duplo que separa os sons para cada ouvido com precisão incomparável.
- > Binauriculares giratórios para melhor conforto e maior hermeticidade acústica.
- > Oliva de diversos tamanhos e diferentes texturas (Rígida, semi rígida e macia) para conforto e maior hermeticidade acústica.
- > Disponível na configuração de duas cabeças com diafragma liso e campana. Vem com diafragma corrugado adicional para detecção dos sons de médias e intermediárias frequências.
- > Campana e diafragma adulto e pediátrico intercambiáveis
- > Isento de látex.

5079-125



- | | |
|-----------|---|
| 5079-125 | Estetoscópio Harvey Elite, 71cm, preto |
| 5079-122 | Estetoscópio Harvey Elite, 56cm, preto |
| 5079-270 | Estetoscópio Harvey Elite, 71cm, vinho |
| 5079-271 | Estetoscópio Harvey Elite, 71cm, marinho |
| 5079-284 | Estetoscópio Harvey Elite, 71cm, verde |
| 5079-113 | Oliva rígidas, extra grande |
| 5079-336 | Oliva macia, grande, preto, para Harvey Elite |
| 5079-337 | Oliva macia, grande, marinho, para Harvey Elite |
| 5079-338 | Oliva macia, grande, vinho, para Harvey Elite |
| 5079-339 | Oliva macia, grande, verde, para Harvey Elite |
| 5079-115 | Diafragma pediátrico completo, preto |
| 5079-116 | Diafragma adulto completo, preto |
| 5079-117 | Anel anti-frio para campana, pediátrico, preto |
| 5079-118 | Anel anti-frio para campana, adulto, preto |
| 5079-126 | Anel anti-frio para diafragma adulto, preto |
| 5079-127 | Anel anti-frio para diafragma pediátrico, preto |
| 5079-232 | Kit acessórios para Harvey Elite (Diafragma completo pediátrico, 1 disco diafragma liso, 1 disco diafragma corrugado, 1 par Oliva macia, 1 par Oliva grandes) |
| 5079-282 | Peça pectoral completa, preto, para Harvey Elite |
| 5079-282G | Peça pectoral completa, cinza, para Harvey Elite |
| 5079-104 | Diafragma liso preto para Harvey Elite |
| 5079-124 | Diafragma pediátrico (Somento disco) |
| 5079-05 | Diafragma corrugado para Harvey Elite |

Registro Anvisa: 80011680048



5079-232

Estetoscópio Profissional

Com seu peso mínimo, auriculares e Oliva ajustáveis, o Estetoscópio Profissional para uso geral é um dos mais confortáveis e versáteis fabricados até hoje. Sua acústica permite auscultação precisa dos sons cardíacos, pulmonares e vasculares. Além disso, a peça pectoral em duas versões, adulto e pediátrica permite que você selecione um estetoscópio que melhor atenda às suas necessidades específicas.

- > Atende todas as necessidades de diagnóstico, desde a detecção dos sons de Korotkoff da pressão sanguínea até análise de murmúrios cardíacos sutis.
- > A peça pectoral em aço inoxidável intensifica os diversos sons corporais através de todos os tecidos.
- > Oliva confortáveis e conformadas de acordo com a forma do canal auditivo para vedação confortável.
- > Binauriculares ajustáveis.
- > Peça pectoral em aço inoxidável projetado de acordo com a anatomia de neonatos e crianças.
- > Dimensionado para ajustar especificamente nos espaços intercostais para uma ausculta precisa.
- > Isento de látex.

5079-135	Estetoscópio Profissional, adulto, 71 cm, preto
5079-137	Estetoscópio Profissional, adulto, 71 cm, marinho
5079-139	Estetoscópio Profissional, adulto, 71 cm, vinho
5079-285	Estetoscópio Profissional, adulto, 71 cm, verde
5079-289	Estetoscópio Profissional, adulto, 71 cm, azul
5079-287	Estetoscópio Profissional, pediátrico, 71 cm, verde
5079-291	Estetoscópio Profissional, pediátrico, 71 cm, azul
5079-149	Estetoscópio Profissional, pediátrico, 71 cm, vinho
5079-147	Estetoscópio Profissional, pediátrico, 71 cm, marinho
5079-145	Estetoscópio Profissional, pediátrico, 71 cm, preto
5079-123	Diafragma adulto (Somento disco)
5079-124	Diafragma pediátrico (Somento disco)
5079-180	Anel anti-frio para campana adulto, preto
5079-181	Anel anti-frio para campana adulto, cinza
5079-182	Anel anti-frio para campana pediátrico, preto
5079-183	Anel anti-frio para campana pediátrico, cinza
5079-126	Anel anti-frio para diafragma adulto, preto
5079-184	Anel anti-frio para diafragma adulto, cinza
5079-127	Anel anti-frio para diafragma pediátrico, preto
5079-185	Anel anti-frio para diafragma pediátrico, cinza
5079-210	Peça pectoral completa, adulto, cinza
5079-211	Peça pectoral completa, adulto, preto
5079-214	Peça pectoral completa, pediátrico, preto
5079-215	Peça pectoral completa, pediátrico, cinza
5079-173	Oliva rígida, grande, para Profissional
5079-170	Oliva macia, grande, para Profissional

Registro Anvisa: 80011680048



5079-135

Estetoscópio LightWeight

O Estetoscópio LightWeight é a escolha correta, quando o peso e a economia são as principais preocupações. O modelo LightWeight é um dos estetoscópios mais leve disponível. Além de ser confortável possui qualidade de ausculta superior, que é uma marca registrada nos estetoscópios da Welch Allyn.

- > Estetoscópio para uso geral
- > Peça pectoral com anel anti-frio
- > Binauriculares cromados e ajustáveis
- > Tubo livre de látex

5079-73	Estetoscópio Lightweight, 2 cabeças, preto
5079-74	Estetoscópio Lightweight, 2 cabeças, vermelho
5079-75	Estetoscópio Lightweight, 2 cabeças, cinza
5079-76	Estetoscópio Lightweight, 2 cabeças, azul

Registro Anvisa: 80011680073



5079-73
5079-74
5079-75

Sistema de Parede Integrado Green Series™ (GS) 777

Alta eficiência energética, conveniente, durável e fácil de limpar

- > Ajuda a reduzir os custos devido ao consumo de energia eficiente.
- > Melhora o fluxo de trabalho e economiza energia com os cabos que ligam e desligam automaticamente.
- > Atualização rápida e fácil do Transformador de Parede 767 da Welch Allyn para o novo Transformador de Parede GS 777.
- > Sem interruptores de Ligado / Desligado, reduz o contato e ajuda a diminuir o risco de contaminação cruzada.

77712	Transformador de parede GS777 (Cabeças não incluídas)
104713	Cabo USB twin (2,4 m)
104714	Cabo USB twin (5,5 m)
76700	Colares de trava (Anti-furto) para cabeças, de 3.5V para transformador de parede (Kit com 2 unidades)
77790-3	Placa de parede para montagem de instrumentos (86 cm)
52400-PF	Dispensador de espêculo pequeno - Connex IWS, completo
52100	Dispensador de espêculos auriculares, série 521 (Cx c/10)

Registro Anvisa: 80011680079



Aneróides de Parede ou Rodízio 767

O design ergonômico e moderno torna o esfigmomanômetro aneróide 767 atraente e fácil de usar. A experiência de quase um século da Welch Allyn no desenvolvimento e design de tecnologias inovadoras relacionadas a pressão arterial, o converte na melhor escolha para obter as medições de pressão arterial mais confiáveis e precisas.

- > Gravação a laser do mostrador para maior precisão
- > Mostrador côncavo e ponteiro vermelho contrastante aumentam a visibilidade e reduzem erros de paralaxe
- > Garantia de calibração por toda a vida (Lifetime)
- > Novo suporte móvel com cinco pés para melhor estabilidade
- > Livre de mercúrio
- > Livre de latex

7670-02	767 Aneróide de parede somente com tubo 8'
7670-10	767 Aneróide de rodízio com braçadeira adulto suporte com 5 rodas
7670-06P	Carrinho para aneróide de rodízio 767
5082-25T	Braçadeira, adulto, 2 pcs, 2 tubos, c/ inmetro
5088-01	Válvula de ar e pêra de insuflação

Registro Anvisa: 80011680030



7670-02

Lâmpadas LED SureColor™ Welch Allyn®

Embora a tecnologia LED já tenha estado presente no mercado para uso geral já a vários anos, os nossos engenheiros têm trabalhado para otimizar seus benefícios para aplicações de avaliação física, combinando seleção de cores e circuitos patenteados para preservar a sensação da luz de halogênio, oferecendo assim, a longevidade e o desempenho eficiente da tecnologia LED.

- > Longa vida com uma garantia de 7 anos
- > A tecnologia LED SureColor permite a redução de intensidade para aliviar o brilho e dar maior conforto ao paciente, preservando a cor e a clareza da visão
- > Eficiência de alta energia, resultando em 3X o tempo de exame com cada carga de um cabo recarregável Welch Allyn®
- > Uma solução simples disponível em quatro kits de atualização compatíveis com os nossos instrumentos de avaliação física mais populares

03100-LED	Lâmpada LED para Otoscópios Tradicionais (20000, 20200, 21700)
06500-LED	Lâmpada LED para Otoscópios MacroView (23810, 23820 e 23920)
04900-LED	Lâmpada LED para Oftalmoscópios Tradicionais (11720, 11730 e 11735)
03800-LED	Lâmpada LED para Oftalmoscópios PanOptic (11810 e 11820)



Código da Lâmpada	Código do Equipamento	Lâmpada
00200-U	20100, 21600, 26030, 4100, 38800	
01300-U	28100	
03000-U	11710, 12400, 47300	
03100-U	20000, 20200, 20202, 21700, 25020, 26530, 26538, 27000, 27050, 28100, 41100, 43300, 73500	
03400-U	2.5 V Pocket Otoscopes	
03800-U	PanOptic® Ophthalmoscopes	
03900-U	2.5 V Pocket Ophthalmoscopes	
04900-U	11720 & 11735	
06000-U	60813, 60814 & 60815	
06200-U	AudioScope	
06500-U	MacroView® Otoscopes	
07800-U	73211	
08200-U	Elite Streak Retinoscope	
08300-U	Elite Spot Retinoscope	

Lâmpadas Halógenas Welch Allyn

Os equipamentos Welch Allyn são completamente projetados pela engenharia, incluindo o design da fonte de iluminação para otimizar o desempenho. A fabricação da lâmpada é uma parte muito importante do sistema; portanto, é recomendável que você use somente lâmpadas originais Welch Allyn.

Para determinar qual o código da lâmpada que você precisa, retire a lâmpada da cabeça do equipamento de diagnóstico e anote o número da peça, que é normalmente encontrado na lateral ou na base da lâmpada.

Se você não encontrar o código da lâmpada na tabela à esquerda, entre em contato conosco ou com o distribuidor autorizado da Welch Allyn.

www.welchallyn.com.br

Baterias Welch Allyn

Os equipamentos da Welch Allyn são completamente projetados, incluindo o design da bateria recarregável para otimizar o desempenho. É recomendado que você utilize apenas as baterias genuínas da Welch Allyn.



Visite www.welchallyn.com.br para obter mais informações sobre todas as nossas lâmpadas originais e baterias.

Política de Garantia Welch Allyn®

Todos os produtos da Welch Allyn possuem garantia limitada contra defeitos de fabricação. Durante o período de garantia de cada produto a Welch Allyn® garante a reparação ou troca de qualquer produto que demonstre defeito a não ser que o defeito tenha sido causado por uso indevido, negligência, danos causados durante o transporte, ou desgaste normal de uso.

Quaisquer reparações de produtos devem ser realizadas exclusivamente pela Welch Allyn® ou por pessoal técnico aprovado pela Welch Allyn. Alertamos que a reparação por mão-de-obra não autorizada causará a anulação da garantia e poderá causar ainda dano irreversível ao equipamento.

Política da Welch Allyn sobre o uso de Lâmpadas

Os equipamentos da Welch Allyn são completamente projetados, incluindo a concepção da fonte de iluminação visando o máximo de otimização de desempenho. A fabricação da lâmpada é uma parte muito importante deste sistema, por tanto recomendamos apenas a utilização de lâmpadas originais da Welch Allyn. O uso de lâmpadas não originais poderá danificar o equipamento e fazer com que sua garantia seja descartada.

**Um melhor amanhã
pode acontecer todos os dias.**



**Conte com tecnologias inovadoras da Welch Allyn®
e um legado de cuidados para ajudar você a
colocar seus pacientes em primeiro lugar**

**Para mais informações sobre nossos produtos e soluções entre
em contato com o Representante / Distribuidor Welch Allyn®.**



Hemelrijk Comércio de Implementos Médicos Ltda.
Av. Martin Luther King, 2236
Vila São Francisco - São Paulo/SP CEP 05352-020
Tel: (11) 3768-5428 Fax 3768-5561
www.implemed.com.br

WelchAllyn®